

Manual de Utilizador

Ventilador Pulmonar Drager Evita V500 - EQ-0003/0004

Referencia: **MAN-EVITA-2021-001**

Data: **10/06/2021**

Descricao

O Ventilador Drager Evita V500 destina-se a ventilacao invasiva e nao invasiva de pacientes adultos e pediatricos em cuidados intensivos.

Modos de Ventilacao

Modo	Descricao
VC-CMV	Ventilacao Controlada a Volume
PC-CMV	Ventilacao Controlada a Pressao
SIMV	Ventilacao Mandatoria Intermitente Sincronizada
PSV	Ventilacao com Suporte de Pressao
NIV	Ventilacao Nao Invasiva

Alarmes

Em caso de alarme critico, verificar imediatamente a via aerea do paciente e as conexoes do circuito.